

血液培養手順

1. 準備物品

好気ボトル（グリーン）、嫌気ボトル（オレンジ）各 2 本
70%アルコール綿
ポピドンヨード綿
清潔手袋 2 つ
摂子
20ml シリンジ 2 本
22G 注射針 2 本
ガーゼ

2. 手順

培養ボトルのキャップをはずし、ゴム栓部分を 70%アルコール綿で消毒
（消毒薬を乾燥させる必要があるため、載せたままにしないこと）
穿刺部位の汚れがひどい場合は清拭を行う
70%アルコール綿で消毒し、乾燥させる
ポピドンヨード綿で広範囲に消毒し、2 分間乾燥させる
20ml シリンジと 22G 注射針を清潔で受け取り、20ml 採血する
針を抜く際にはガーゼなどで針先を汚染しないよう注意する
採血後、注射針を換えずに培養ボトルを穿刺して注入する
培養ボトルは、まず嫌気ボトル、続いて好気ボトルを穿刺する
（注射器内の空気が嫌気ボトルに入るのを防ぐため）

別の穿刺部位にて上記の手順を繰り返し、もう 1 セット採取する