


# 高品質・高機能 テニス用サングラス

日本女子テニス連盟 推薦



フレキシブル  
リバーテンプル採用

## 新製品

AMS - 025

¥12,000+税  
フレームカラー：パールホワイト




**さらに安全性、耐久性を追求!!**  
**フレームに新素材を採用**

軽量でしなやかなフィット感。強い衝撃  
に対する高度な形状記憶性。素材には  
医療用カテーテルに使用されている  
ポリアミドTR-90を採用し、薬品や汗  
などで劣化しにくく、皮膚アレルギーの  
心配が無く安心してお使い頂けるフレーム  
です。



AMS - 022

¥12,000+税  
フレームカラー：レッド



フレキシブル  
リバーテンプル採用



AMS - 023

¥12,000+税  
フレームカラー：イエロー



フレキシブル  
リバーテンプル採用



AMS - 024

¥12,000+税  
フレームカラー：ターコイズ



フレキシブル  
リバーテンプル採用



AMS - 011

¥12,000+税  
フレームカラー：ブルー



フレキシブル  
リバーテンプル採用



AMS - 015


¥12,000+税  
フレームカラー：レッド



フレキシブル  
リバーテンプル採用

**ハイオプティクスを向上させるハイテクリバーテイルなレンズ**

- UV400カットレンズを採用し紫外線をほぼ100%カット
- 偏光レンズで乱反射を抑え、視界スッキリ
- 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製レンズ採用



▲ 一般のレンズで見た視界 ▲ 偏光レンズで見た視界  
※耐衝撃用の保護メガネとしては、使用できません。



## シリコンツインパッド

さまざまな鼻の形状にソフトに  
フィットし、しかもスリにくり、  
シリコンツインパッドを採用。



専用ケース

	可視光線透過率	有害紫外線カット率
AMS 011	18%	99.9%以上
AMS 015	40%	99.9%以上
AMS 022	20%	99.9%以上
AMS 023・024・025	22%	99.9%以上



# 高品質・高機能 テニス用サングラス

日本女子テニス連盟 推薦



フレキシブル  
リバーテンプル採用

## 新製品

AMS - 025

¥12,000+税  
フレームカラー：パールホワイト



**さらに安全性、耐久性を追求!!**  
**フレームに新素材を採用**


軽量でしなやかなフィット感。強い衝撃  
に対する高度な形状記憶性。素材には  
医療用カテーテルに使用されている  
ポリアミドTR-90を採用し、薬品や汗  
などで劣化しにくく、皮膚アレルギーの  
心配が無く安心してお使い頂けるフレーム  
です。



フレキシブル  
リバーテンプル採用

AMS - 022

¥12,000+税  
フレームカラー：レッド



フレキシブル  
リバーテンプル採用

AMS - 023

¥12,000+税  
フレームカラー：イエロー



フレキシブル  
リバーテンプル採用

AMS - 024

¥12,000+税  
フレームカラー：ターコイズ



フレキシブル  
リバーテンプル採用

AMS - 011

¥12,000+税  
フレームカラー：ブルー



フレキシブル  
リバーテンプル採用

AMS - 015

¥12,000+税  
フレームカラー：レッド




**ハイオプティクスを向上させるハイテクリバーテイルなレンズ**

- UV400カットレンズを採用し紫外線をほぼ100%カット
- 偏光レンズで乱反射を抑え、視界スッキリ
- 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製レンズ採用



▲ 一般のレンズで見た視界 ▲ 偏光レンズで見た視界  
※耐衝撃用の保護メガネとしては、使用できません。



シリコンツインパッド

さまざまな鼻の形状にソフトに  
フィットし、しかもスリにくり、  
シリコンツインパッドを採用。



専用ケース

	可視光線透過率	有害紫外線カット率
AMS 011	18%	99.9%以上
AMS 015	40%	99.9%以上
AMS 022	20%	99.9%以上
AMS 023・024・025	22%	99.9%以上



# スポーツサングラス注文書

貴支部名

支部長名

送先御名前

御住所 〒

御連絡先

お申し込み日

年 月 日

## テニス用スポーツサングラス

品 番	フレームカラー	上代(税込)	斡旋価格(税込)	注文数量
AMS-011	ブルー	12,960円	8,000円	
AMS-015	レッド ※薄い色のレンズ	12,960円	8,000円	
AMS-022	レッド	12,960円	8,000円	
AMS-023	イエロー	12,960円	8,000円	
AMS-024	ターコイズ	12,960円	8,000円	
AMS-025	ホワイト(新色)	12,960円	8,000円	
合 計				

## 交換レンズ付きサングラス

品 番	カラー	上代(税込)	斡旋価格(税込)	数 量
AMS-351	ブラック	12,960円	5,000円	

(交換レンズのカラーはブラウンです)

## オーバーサングラス

品 番	カラー	上代(税込)	斡旋価格(税込)	数 量
SG-604P	ローズ	8,640円	5,500円	
	スモーク	8,640円	5,500円	

## 花粉症用サングラス

品 番	上代(税込)	斡旋価格(税込)	数 量
AMS-21-2	5,400円	2,500円	
AMS-21-6	5,400円	2,500円	

※3本以上で送料無料となります。  
2本以下の場合は送料が別途かかります。  
関東圏内500円、関東圏外700円を  
ご負担ください。ザオラルと併せても可  
沖縄及び離島は実費料金となります。

お申し込み先

(株)アムスコレーション

TEL: 048-298-2263

FAX: 048-298-2273

Mail:ams\_corp@mte.biglobe.ne.jp



●磁気ポッド  
血行を促進し、肩コリの緩和に。気になる部分にスライドさせて移動が可能です。

●アルミタッチメント  
マグネットを内蔵し、ソファタッチでの脱着が可能。カチツと留まるサウンドも心地いい。

●Zaoralループ  
特殊鉱石を含有したザオラルパワーストーンの源。外側はメッシュ加工で汗が染みてまず、メンテナンスも容易。

## Recovery Necklace




ザオラル・リカバリーネックレスは、厚生労働省「管理医療機器・家庭用磁気治療器」の認可を取得した磁気治療器です。永久磁石の電磁誘導により血液中の電解質イオンが増加し、神経系統に作用、コリの緩和と血流の改善を行います。

磁束密度 110mT(1100ガウス)

家庭用永久磁石磁気治療器	ザオラル・リカバリーネックレス
管理医療機器	医療機器認証番号 226AGBZX00050000

・ご使用前に必ず添付文書をお読み下さい。・機器の改造は行わないで下さい。・商品デザイン/仕様は予告なく変更される場合があります。



## Recovery Salt

ザオラル・リカバリーソルト

内容量：48錠  
(0.5g/錠)



バランスアップ＋熱中症対策に、スポーツ時の塩分補給に！

ザオラル・リカバリーソルトはミネラル分が豊富な沖縄産の海塩に、ザオラル固有の振動を加えて加工した、カラダにやさしいソルトです。タワレットタイプなので飲みやすく、小袋入りで携帯にも便利です。●水と一緒に飲用してください。●一日の摂取量の目安は4錠です。それ以上の摂取はお控えください。●腎臓疾患や高血圧の方ならびに本品の摂取で体調への悪影響が予想される場合は飲用を控えてください。

ザオラル・リカバリーソルト 小売価格 ¥1,800 (税別)



■お問い合わせ先 / 販売元：株式会社クロノス


〒231-0062

神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 ヒューリックみなとみらい10階

TEL: 045-633-1032 / FAX: 045-345-0858

<http://www.khronos.jp.net>

2018.1



この不思議なちから体感せよ！

MADE IN JAPAN

日本製

<http://www.khronos.jp.net>



# カラダ。よみがえれ!



Schumann  
Resonance

1952年、ドイツの物理学者W.O.シュマン博士は、地球自体が持つ定常波を発見しました。これがシュマン・リッパンスと呼ばれる共鳴現象です。古来から生物は自然が起す共鳴のゆりかごの中で進化し、育まれてきました。  
この7.83Hzの周波数は、ヒトの脳が関与ときに発するθ波と、リッパンスで創造力が溢れるα波の接点にあたります。「地球の共鳴」を感じることによって人類はその能力を存分に発揮させ、進化してきたのかもしれない。

しかし携帯電話などの通信、放送、様々な機械が発する電磁波が飛び交う現代の環境はノイズに満ちています。こんなにもストレスの多い社会で、あなたのカラダには「地球の共鳴」が固まっているでしょうか。

そこでクオーツ時計の水晶のように、地球の持つ周波数帯と共鳴する固有のクオルクを持つ特殊鉱石を加工して力を高め、アグネサリーとしたのがザオラル・リカバリーネックレスです。  
ザオラルを装着することで、ネックレスを介して地球の定常波と体内細胞のひとつひとつが共鳴し、カラダのリズムとバランスを整える。カラダと脳が忘れていた本来の能力の記憶をよみがえらせる。これが「Zaoral 理論」です。

## ザオラルは、こんな方におすすめします。

- 集中力を高めたい。
- 疲労を回復したい。
- リラックスしたい。
- 体幹を安定させたい。
- 持久力を高めたい。
- 肩こりを改善したい。
- 熟睡したい。
- 気持ちよく目覚めたい。
- スポーツで能力を発揮したい。
- 本番に強い自分になりたい。
- 仕事や学習、普段の生活にも。



Zaoral

ザオラル・リカバリーネックレス  
小売価格 ¥10,000 (税別)  
厚生労働省認可【管理医療機器・家庭用磁気治療器】


S サイズ: 43cm  
M サイズ: 50cm  
L サイズ: 55cm

■ネイビー/シルバー  
N13314 NV/SI

■ネイビー/ゴールド  
N13214 NV/GD

■ホワイト/シルバー  
N12714 WH/SI

■ラック/ラック  
N12914 BK/BK



■レッド/ゴールド  
N13014 RD/GD

■レッド/ラック  
N13114 RD/BK

■ホワイト/ゴールド  
N12614 WH/GD


■ラック/ゴールド  
N12814 BK/GD

NEW

■ラック/ミチッド  
N13416 BK/LE



N14716  
Type-オーブ: クリスタル上げ  
ペンダントトップのサイズ:  
約21x16mm




■MAGIC BOOK BOX 入  
小売価格 各¥23,000(税別)

N14616  
Type-クロノス: ラック型仕上げ  
ペンダントトップのサイズ: 約22x17mm

■ペンダントトップ: バチカン・チェーン シルバー 925 製  
チェーン長さ 50cm (45cm と 40cm に調整可能)

## Recovery Silver Necklace ザオラル・リカバリーシルバーネックレス

ペンダントトップ内に特殊鉱石を封入し  
周波数加工を行っています。



\*ザオラル・リカバリーシルバーネックレスは【管理医療機器・家庭用磁気治療器】ではありません。





# ザオラルネックレス注文書

貴支部名

支部長名

送先御名前

御住所 〒

御連絡先

お申し込み日

年 月 日



【ザオラルはこんな方におすすめします】

- 集中力を高めたい ●疲労を回復したい
- リラックスしたい ●体幹を安定させたい
- 持久力を高めたい ●肩こりを改善したい
- 熟睡したい ●気持ちよく目覚めたい
- スポーツで能力を発揮したい
- 本番に強くなりたい

※女性の場合、通常Sサイズを購入されています。  
(首回り34cm想定)

襟元から隠して着用されたい方は  
Mサイズをお勧めいたします。

**この不思議な力、体感せよ!**

紐カラー	磁気ポッド カラー	上代(税込)	幹旋価格(税込)	サイズ及び注文数量 紐長さ: S43cm、M50cm、L55cm						注文小計
ネイビー	シルバー	10,800円	8,000円	S		M		L		
	ゴールド	10,800円	8,000円	S		M		L		
ホワイト	シルバー	10,800円	8,000円	S		M		L		
	ゴールド	10,800円	8,000円	S		M		L		
レッド	ブラック	10,800円	8,000円	S		M		L		
	ゴールド	10,800円	8,000円	S		M		L		
ブラック	ブラック	10,800円	8,000円	S		M		L		
	ゴールド	10,800円	8,000円	S		M		L		
ブラックリミテッド(限定色)		10,800円	8,000円	S		M		L		
合 計										

※3本以上で送料無料となります。  
2本以下の場合には送料が別途かかります。  
関東圏内500円、関東圏外700円を  
ご負担ください。サングラスと併せても可  
沖縄及び離島は実費料金となります。

お申し込み先

(株)アムスコーポレーション

TEL: 048-298-2263

FAX: 048-298-2273

Mail:ams\_corp@mte.biglobe.ne.jp





## この不思議なチカラ 体感せよ！

健康ネックレスには、磁気ネックレス・チタンネックレスなどいろいろあるのをご存知ですか？ そう、スポーツ選手がよく首につけているアレです♪ ほとんどのものは永久磁石の電磁誘導により肩コリの緩和と血流の改善を行う商品です。

ザオラルリカバリーネックレスは日々の生活でお使い頂きたい、健康維持、体力回復、体バランスコントロールなど体の回復を目的として開発された、他とは違うもの。その特長は、**ループ紐内部に混ぜ込んだ特殊鉱石に特定の周波数を与え、記憶させるという技術**です。この特定周波数が体内の細胞のひとつひとつに働きかけ共振させることで、カラダのリズムとバランスが改善されることを目的としています。

更に首元にある磁気ポットは磁気治療器で、コリの緩和や血流の改善などの効果があるとして、**厚生労働省の「管理医療器・家庭用磁気治療器」の認可を取得**しています。


個人差はありますが、利用者の声として、「熟睡ができる、気持ちよく目覚める、疲れが残らない」など多くの感想が寄せられています。体のバランスが整いパフォーマンスが向上するということで多種スポーツ分野のアスリートも使用している、ザオラルリカバリーネックレスは、こんな方におすすめします。

- 疲労を回復したい。● 熟睡したい。● 気持ちよく目覚めたい。● 肩こりを改善したい。
- リラックスしたい。● 集中力を高めたい。● 体幹を安定させたい。
- 持久力を高めたい。● スポーツで能力を発揮したい。● 仕事や学習、普段の生活にも。

是非、みなさんも「この不思議なチカラ体感せよ！」

### ～バランスとは交感神経と副交感神経～【アルファ波】

遠赤外線応用会での臨床実験において、通常の約3倍のアルファ波が検出されたというデータも出ています。多くの被験者で同じデータ結果が得られれば、日常生活での効果の中で熟睡や疲労回復等、バランスだけでは説明し切れない現象を説明することができるようになります。特にトップアスリートが競技に集中している際には、ミッドアルファ波（9～11Hz）が出ている状態であることが一般的に知られています。「Zaoral」の周波数が共鳴、共振を起こし交感神経と副交感神経のバランスを整え、脳をリラックスさせている状態とも考えられます。



### ～睡眠～

一般的には90分の倍数でレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返えし、眠りが浅いレム睡眠の時間帯に目覚めるのが理想的であると言われています。

睡眠データ計測機で睡眠データを12日間計測。  
(ネックレス装着6日間、ネックレスを外して6日間)  
右のグラフは装脱着から12日間の内、計測期間の中間を取って3日目～6日目の計測データです。


被験者の年齢や状況などでデータは様々に異なりますが、装脱着している時では眠りの質が変わるといえる結果が出ています。

これも、「Zaoral」の周波数が交感神経と副交感神経のバランスを整え、脳をリラックスさせている状態の一つと考えられます。

#### ■ザオラルを装着して睡眠



#### ■ザオラルなしで睡眠



浅い眠り      深い眠り  
レム睡眠      ノンレム睡眠